

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cntd1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N815

Артикул: CM0019607

введение

Кроличье поликлональное антитело CNTD1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Специфичное обнаружение белка, содержащего N-концевую доменную область циклинов 1 (Cyclin N-terminal domain-containing protein 1) для исследований мейоза и формирования кроссоверов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CNTD1
Примечания/Альтернативные названия	CNTD; COSA1; CNTD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124817
GeneID	124817
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого CNTD1 (NP_001317151.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N815
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом