

Кроличье Поликлональное Антитело Против Коллагена I/Col1A1 Для ВБ, If/Icc, Игг-Х, Ифа — P02452

Артикул: CM0018116



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого коллагена I/COL1A1, валидировано для ВБ, ИГГ-Х, IF/ICC, ИФА на тканях и клетках человека, мыши и крысы. Подходит для исследования внеклеточного матрикса, костей и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Коллаген I/COL1A1 кроличье пАб
Примечания/синонимы	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1277
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1151-1250 человеческого коллагена I/COL1A1 (NP_000079.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИГГ-Х, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02452
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Холодильный пакет