


Поликлональные Антитела К Коллагену II Типа Для Wb, Elisa - P02458

Артикул: CM0023105



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к коллагену II типа человека (COL2A1). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований развития хрящевой ткани и биологии скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к коллагену II типа
Примечания/Синонимы	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Коллаген II
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1280
Идентификатор гена	1280
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 коллагена II человека (NP_001835.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02458
Молекулярная масса белка	142 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом