

Поликлональные Антитела Против Коллагена Iii Альфа 1/Col3A1 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P02461

Артикул: CM0024992



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому коллагену III альфа 1 (COL3A1). Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований внеклеточного матрикса и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Коллаген III альфа 1/COL3A1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1281
ID гена	1281
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1201-1301 человеческого коллагена III альфа 1/COL3A1 (NP_000081.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02461
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Сумка-холодильник