


## Анти-Коллаген X/Col10A1 (Кроличья Поликлональная Антитело) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа - Q03692

Артикул: CM0022275



### введение

Кроличья поликлональная антитело к Коллагену X/COL10A1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Рекомбинантный иммуноген. Обнаруживает белок массой 66 кДа. Подходит для исследований минерализации хряща и кости.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Коллаген X/COL10A1 (кроличья пАт)                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | COL10A1; альфа-1(X) цепь коллагена; Коллаген X/COL10A1                                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)         | 1300                                                                                                                                               |
| ID гена                   | 1300                                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 521-680 человеческого Коллагена X/COL10A1 (NP_000484.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                     | Q03692                                                                                                                                             |
| Молекулярный вес белка    | 66 кДа                                                                                                                                             |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                                   |