


Поликлональные Антитела Против Commd1 Для If/Icc, Ифа - Q8N668

Артикул: CM0027054



введение

Кроличьи поликлональные антитела к COMMD1 (MURR1) для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обнаруживают COMMD1 человека, мыши и крысы (21 кДа). Подходит для исследований эндосомальной рециклизации, пути NF-kB и гомеостаза меди.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COMMD1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Синонимы	MURR1; C2orf5; COMMD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	150684
ID гена	150684
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-190 COMMD1 человека (NP_689729.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N668
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодоустойчивый пакет со льдом