

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фактора D Комплемента Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P00746

Артикул: CM0023486



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий фактор D комплемента (Адипсин/CFD). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для изучения альтернативного пути активации комплемента, врожденного иммунитета и воспалительных заболеваний. Секретируемая сериновая протеаза массой 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к фактору D комплемента
Примечания/Альтернативные названия	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Фактор D комплемента
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1675
GeneID	1675
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-253 человеческого фактора D комплемента (NP_001919.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00746
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом