


Кроличыи Поликлональные Антитела К Анти-
Комплементарному Фактору Н Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa -
P08603

Артикул: CM0022488



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого комплементарного фактора Н (CFH), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения регуляции альтернативного пути комплемента и возрастной макулярной дегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Комплементарный фактор Н, кроличыи pAb
Примечания/Псевдонимы	FN; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Комплементарный фактор Н
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3075
ID гена	3075
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-323 человеческого комплементарного фактора Н (NP_000177.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08603
Молекулярный вес белка	139кДа
Доставка	Сумка со льдом