

Поликлональные Антитела Против Cops3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q9Uns2

Артикул: CM0030559



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка COPS3, субъединицы сигнальной комплексной COP9, регулирующей убиквитин-зависимую деградацию. Подходят для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеальны для изучения сигнального комплекса и лигаз cullin-RING.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COPS3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CSN3; SGN3; COPS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8533
GeneID	8533
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194-423 человеческого COPS3 (NP_003644.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNS2
Молекулярная масса белка	48кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент