

Поликлональное Кроличье Антитело Против Кортактина Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q14247

Артикул: CM0017992



введение

Поликлональное кроличье антитело против кортактина выявляет эндогенный кортактин (а.о. 1-200) в образцах человека, мыши и крысы с помощью WB, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения динамики актина, миграции клеток и инвазивности опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против кортактина
Примечания/синоним	EMS1; Кортактин
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2017
Идентификатор гена	2017
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 кортактина человека (NP_612632.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14247
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом