


Кроличья Поликлональная Антитела Против Cox2/Ptgs2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q05769

Артикул: CM0024999



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на мышинный COX2/PTGS2. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Подходят для исследований биосинтеза простагландинов, воспаления и путей разрешения. Иммуноген: синтетический пептид в пределах аминокислот 101-210.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против COX2/PTGS2
Примечания/Альтернативные названия	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pgbs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5743
GeneID	19225
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 101-210 мышинного COX2/PTGS2 (NP_035328.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q05769
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом