

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cr2/Cd21 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P20023

Артикул: CM0007692



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CR2/CD21, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований В-клеточного рецептора, системы комплемента и вируса Эпштейна-Барр.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CR2/CD21 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1380
ID гена	1380
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 933-1033 человеческого CR2/CD21. (NP_001868.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом