

Кроличья Поликлональная Антитела Против Creb1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P16220

Артикул: CM0015460



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CREB1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белком. Идеальны для исследований регуляции транскрипции, циркадных ритмов и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB1 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	CREB; CREB-1; CREB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1385
ID гена	1385
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-341 человеческого CREB1 (NP_604391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом