


Кроличье Поликлональное Антитело Против Crm1/Хро1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O14980

Артикул: CM0016232



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий Экспорин-1 (CRM1/XPO1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Подходит для исследований ядерного экспорта и вирус-хозяинных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CRM1/XPO1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7514
ID гена	7514
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14980
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом