

Кроличье Поликлональное Антитело Против Crx Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции (Парафин), Elisa - O43186

Артикул: CM0024761



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка Cone-rod homeobox (CRX). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (парафиновые срезы) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Идеально для исследований регуляции генов фоторецепторов и развития сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRX Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1406
ID гена	1406
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого CRX (NP_000545.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O43186
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом