


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cryaa Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Elisa - P02489

Артикул: CM0010680



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CRYAA (альфа-кристаллин А цепь/HspB4). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках и ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований биологии хрусталика и шаперонной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYAA Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CRYA1; HSPB4; CTRCT9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1409
GeneID	1409
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 6-95 человеческого CRYAA (P02489)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на пермеабиллизированных клетках, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P02489
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом