

Поликлональное Антитело Против Cst1 Для Вестерн-Блота, Ифа — P01037

Артикул: CM0030771

введение

CST1 кроличье поликлональное антитело выявляет человеческий цистатин-SN (~14 кДа), секретируемый ингибитор цистеиновых протеаз. Валидировано для Вестерн-блота и ИФА; подходит для исследований слюны, слез, мочи и семенной жидкости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CST1 кроличье pAb
Примечания / Алиасы	CST1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1469
ID гена	1469
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот с 20 по 141 позицию человеческого CST1 (NP_001889.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01037
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором