

Анти-Cst6 (Цистатин-М) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15828

Артикул: CM0027740



введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CST6 (Цистатин-М), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально для изучения эпидермального ороговения и биологии волосяного фолликула. Перекрестно реагирует с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CST6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ECTD15; CST6
Вид	Человек
GeneID (человек)	1474
GeneID	1474
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-149 человеческого CST6 (NP_001314.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15828
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом