


Поликлональное Антитело Кролика Против Cstf2 Для Вб, Игк-П, Ифа — P33240

Артикул: CM0027721



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против CSTF2 (CstF-64) — ключевого фактора процессинга 3'-конца мРНК. Валидировано для ВБ, ИГК-П и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований полиаденилирования и расщепления нуклеиновых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTF2 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	CstF-64; CSTF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1478
GeneID	1478
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 CSTF2 человека (NP_001316.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P33240
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом