

Поликлональное Антитело К Ctbp1 Кролика Для Вб, Ифа - Q13363

Артикул: CM0016416



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому CtBP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения транскрипционной репрессии, структуры апоаппарата Гольджи и дифференцировки бурой жировой ткани. - Q13363

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CtBP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	BARS; HADDTS; CtBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1487
ID гена	1487
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 121-353 CtBP1 (NP_001319.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13363
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Хладоэлемент