

Моноклональное Антитело Против CtIP1/Bcl11A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9H165

Артикул: CM0012184



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CTIP1/BCL11A (Q9H165). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментного анализа (ELISA) и перекрестно реагирует с крысой. Идеально для исследований переключения глобинов, развития В-клеток и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] CTIP1/BCL11A Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	EV19; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	53335
GeneID	53335
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-589 человеческого CTIP1/BCL11A (Q9H165)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9H165
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом