


Анти-Cxhc1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0U4

Артикул: CM0025230



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CXXC1 (С белок, связывающий CpG), подходящие для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для обнаружения ядерных белков в исследованиях хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXXC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CFP1, CGBP, SPP1, PCCX1, PHF18, hCGBP, ZCGPC1, HsT2645, 2410002I16Rik, 5830420C16Rik, CXXC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	30827
GeneID	30827
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 401-660 человеческого CXXC1 (NP_001095124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0U4
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка со льдом