

## Кроличья Поликлональная Антитело К Cyba Для Wb, If/Icc, Elisa — P13498

Артикул: CM0016829



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CYBA, валидированное для вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Обнаруживает CYBA/p22phox человека, мыши и крысы — субъединицу НАДФН-оксидазы с молекулярной массой 21 кДа. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CYBA Rabbit pAb                                                                                                   |
| Примечания/алиасы         | CGD4; p22-PHOX; CYBA                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 1535                                                                                                              |
| ID гена                   | 1535                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 126-195 человеческого CYBA (NP_000092.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                           |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                              |
| SWISS                     | P13498                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 21 кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Айс-блок                                                                                                          |