


Кроличья Поликлональная Антитело К Cys1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P08574

Артикул: CM0015153



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CYC1 — каталитической субъединицы ядра комплекса III митохондриальной электрон-транспортной цепи. Валидирована для Вестерн-блота, ИHC-P и ELISA, реагирует с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYC1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	UQCR4; MC3DN6; CYC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1537
ID гена	1537
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-291 человеческого CYC1 (NP_001907.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08574
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет