


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cyclin B1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P14635

Артикул: CM0021183



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Cyclin B1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Распознает CCNB1 человека, мыши и крысы — ключевого регулятора клеточного цикла. Подходит для исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Cyclin B1
Примечания/Альтернативные названия	CCNB; Cyclin B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	891
GeneID	891
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 334-433 человеческого Cyclin B1 (NP_114172.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14635
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом