

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cyclin C Для Вб, Игх-П, Ифа - P24863

Артикул: CM0030763



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого циклина С (CCNC, hSRB11), валидировано для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживает эндогенные уровни циклина С у человека, мыши и крысы. Применяется в исследованиях транскрипции и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclin C Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CycC, SRB11, hSRB11, Cyclin C
Вид	Человек
ID гена (человек)	892
ID гена	892
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-283 человеческого циклина С (NP_005181.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24863
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовой пакет