


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Циклина D1 Для Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P24385

Артикул: CM0016698



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого Циклина D1 (BCL1). Валидированы для применения в WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагируют с мышинным и крысиным гомологами. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cyclin D1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; Cyclin D1
Вид	Человек
GeneID (человек)	595
GeneID	595
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 200-295 человеческого Циклина D1 (NP_444284.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24385
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник