


Моноклональное Антитело Против Циклина Н Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51946

Артикул: CM0002992



введение

Кроличье моноклональное антитело против циклина Н (CAK) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Реагирует с белками человека и мыши. Участвует в регуляции клеточного цикла и транскрипции через комплекс киназы, активирующей CDK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к циклин Н
Примечания/Альтернативные названия	CAK; p34; p37; CusH; Циклин Н
Вид	Человек
GeneID	902
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого циклина Н (P51946)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51946
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом