


Кроличье Моноклональное Антитело Против Циклина Н Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P51946

Артикул: CM0011241



введение

Кроличье моноклональное антитело против циклина Н — это кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий и мышиный циклин Н, предназначенное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Валидировано для исследовательского применения в изучении клеточного цикла и регуляции транскрипции. 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против циклина Н
Примечания/Алиасы	CAK; p34; p37; CusH; Циклин Н
Вид	Человек
ID гена (Человек)	902
ID гена	902
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 224-323 человеческого циклина Н (P51946).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ на парафиновых срезах, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51946
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом