

Моноклональное Антитело Против Циклофилина В Для Wb, Elisa - P23284

Артикул: CM0012528



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против Циклофилина В человека (PPIB, CYPB). Подходит для WB и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения свертывания белков и шаперонной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклофилин В кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	O19; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Циклофилин В
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5479
ID гена	5479
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 Циклофилина В человека (P23284)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23284
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом