

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Anti-Cyp11A1 Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P05108

Артикул: CM0019452



введение

Поликлональные кроличьи антитела против CYP11A1, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ИФА. Обнаруживают фермент расщепления боковой цепи холестерина человека, мыши и крысы для исследований стероидогенеза. - P05108

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP11A1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1583
GeneID	1583
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 40-320 человеческого CYP11A1 (NP_000772.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05108
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом