


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cyp1A1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P04798

Артикул: CM0023857



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CYP1A1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Подходит для изучения метаболизма лекарств, гормональной регуляции и липидной сигнализации. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP1A1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	АНН; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX
Вид	Человек
GeneID (человек)	1543
GeneID	1543
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 261-360 человеческого CYP1A1 (NP_000490.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04798
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет