


Моноклональное Антитело Против Сур3А4 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (If-P), Ифа - P08684

Артикул: CM0006812



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CYP3A4, для применения в вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает белок с молекулярной массой ~57 кДа. Идеально подходит для изучения метаболизма лекарственных средств и путей, связанных с CYP3A4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP3A4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1576
ID гена	1576
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 400-503 человеческого CYP3A4 (NP_059488.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08684
Молекулярная масса белка	57kDa
Доставка	Сумка со льдом