

## Кроличья Поликлональная Антитело К Cyp46A1 Для Вб, Иф-П, Ифа — Q9Y6A2

Артикул: CM0022494



### введение

Кроличья поликлональная антитело к CYP46A1, валидированная для ВБ, ИФ-П, ИФА; реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Нацелена на холестерин 24-гидроксилазу — фермент, поддерживающий гомеостаз холестерина в мозге. Иммуноген: синтетический пептид в диапазоне аминокислот 400–500. Идеально подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                       | Значение                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта              | CYP46A1 кроличья поликлональная антитело                                                                                     |
| Примечания/алиасы              | CP46; CYP46; CYP46A1                                                                                                         |
| Вид организма-хозяина антигена | Человек                                                                                                                      |
| GeneID                         | 10858                                                                                                                        |
| Иммуноген                      | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 400–500 человеческого CYP46A1 (NP_006659.1) |
| Источник получения             | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                      | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                     | ВБ, ИФ-П, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность      | Мышь, Крыса                                                                                                                  |
| SWISS                          | Q9Y6A2                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка       | 57 кДа                                                                                                                       |
| Условия транспортировки        | Холодильный пакет                                                                                                            |