

## Кроличьи Моноклональные Антитела Против Сурор Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P16435

Артикул: CM0011957



### введение

Кроличьи моноклональные антитела против CYPOR для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на НАДФН-цитохром Р450-редуктазу, необходимую для переноса электронов от НАДФ.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CYPOR Rabbit mAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | CPR; CYPOR; P450R                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 5447                                                                                                                             |
| GeneID                    | 5447                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого CYPOR (P16435). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | P16435                                                                                                                           |
| Молекулярный вес белка    | 77 кДа                                                                                                                           |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                 |