

Моноклональное Антитело Против Цистатионин-Бета-Синтазы (Cbs) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P35520

Артикул: CM0002757



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческой цистатионин-бета-синтазы (CBS, P35520), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Подходит для исследований метаболизма гомоцистеина, пути транссульфурации и сигналинга сероводорода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CBS
Примечания/Алиасы	CBSL; HIP4; CBS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	875
GeneID	875
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-551 человеческой CBS (P35520)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35520
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом