

Антитела К Цитокератину 13 (Krt13), Поликлональные Кроличьи, Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If-P), Ифа - P13646

Артикул: CM0020846

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого цитокератина 13 (KRT13), также известного как CK13 или WSN2. Подходят для применения в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА в исследованиях эпителиальных и слизистых тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cytokeratin 13 (KRT13) Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3860
GeneID	3860
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-458 человеческого цитокератина 13 (KRT13) (NP_705694.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13646
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	В ледяном пакете