

Моноклональное Антитело Против Цитокератина 8 (Ck8) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05787

Артикул: CM0004802



введение

Мышечное моноклональное антитело, направленное против человеческого цитокератина 8 (CK8), для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Валидировано для видов: человек, мышь и крыса, с картированием эпитопа на синтетический пептид. Идеально подходит для исследований эпителиальных клеток и кератина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Цитокератин 8, мышиные mAb	
Примечания/Псевдоним	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Цитокератин 8
Вид	Человек
GeneID	3856
Иммуноген	Синтетический пептид CK8
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P05787
Молекулярный вес белка	54 кДа/56 кДа
Доставка	Сумка со льдом