

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Dact3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96B18

Артикул: CM0030035

введение

Поликлональные кроличьи антитела против DACT3 от CamelBio нацелены на N-конец (aa1-160) человеческого DACT3 и распознают DACT3 мыши и крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DACT3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RRR1; DAPPER3; DACT3
Вид	Человек
ID гена (человек)	147906
ID гена	147906
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96B18
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Холодильный пакет