

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Daхх Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uer7

Артикул: CM0023141



введение

Эти поликлональные кроличьи антитела против Daхх обнаруживают человеческий и мышинный Daхх, белок 6 ассоциированный с доменом смерти. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), подходят для исследований транскрипционной регуляции, апоптоза, ремоделирования хроматина и вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Daхх кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daхх
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1616
GeneID	1616
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 175-400 человеческого Daхх (NP_001135441.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UER7
Молекулярный вес белка	81кДа
Доставка	Сумка со льдом