

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dcaf17 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q5H9S7

Артикул: CM0022974

введение

Кроличьи поликлональные антитела против DCAF17 (C2orf37, C20orf37), рецептора субстрата для E3 убиквитин-лигазы CUL4-DDB1. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с человеческим и крысиным белками. Идеально подходят для исследований убиквитинирования и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAF17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	C2orf37; C20orf37; DCAF17
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80067
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-335 человеческого DCAF17 (NP_079276.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q5H9S7
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	В ледяном пакете