


Поликлональное Антитело Кролика Против Dcp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iu60

Артикул: CM0029779



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на DCP2 (NUDT20), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. DCP2 — это фермент декапирования мРНК, участвующий в обороте мРНК и nonsense-опосредованном распаде. Идеально подходит для изучения посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NUDT20; DCP2
Вид	Человек
ID гена	167227
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 белка DCP2 человека (NP_001229306.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IU60
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом