


Моноклональное Антитело Anti-Dctn5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Bte1

Артикул: CM0003341



введение

DCTN5 Rabbit mAb, моноклональное антитело, направленное против субъединицы 5 динактина (p25), валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально подходит для исследований динеинового транспорта и кинетохоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCTN5 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DCTN5; субъединица 5 динактина
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84516
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-182 человеческого DCTN5 (Q9BTE1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BTE1
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	Сумка со льдом