

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Ddah2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - O95865

Артикул: CM0012297

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело против DDAH2 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный белки DDAH2, участвующий в индукции VEGF, секреции инсулина и динамике митохондрий. Идеально подходит для исследований в области сосудистой биологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDAH2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23564
ID гена	23564
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DDAH2 (O95865).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95865
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент