

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ddit3/Chop Для Вб, Игг-П, Ип, Ифа — P35638

Артикул: CM0015894

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на DDIT3/CHOP (CHOP10, GADD153). Валидирована для ВБ, ИГГ-П, ИП и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения путей стресса эндоплазматической сети, апоптоза и ответа на неправильно свернутые белки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против DDIT3/CHOP
Примечания/Альясы	CHOP; CEBPZ; CHOP10; CHOP-10; GADD153; AltDDIT3; C/EBPzeta; DDIT3/CHOP
Вид	Человек
ID гена (человек)	1649
ID гена	1649
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого DDIT3/CHOP (NP_004074.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-П, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35638
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С ледяным пакетом