


## Кроличыи Поликлональные Антитела K Ddt Для Wb, Elisa - P30046

Артикул: CM0027223



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к D-допахромдекарбоксилазе (DDT) человека. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью к антигенам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований биосинтеза меланина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DDT Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Примечания/Синонимы       | D-DT; DDCT; MIF2; MIF-2; DDT                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 1652                                                                                                                                             |
| GeneID                    | 1652                                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 DDT человека (NP_001346.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                             |
| SWISS                     | P30046                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 13 кДа                                                                                                                                           |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                                   |