

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ddx43 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nxz2

Артикул: CM0020724

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DDX43 (CT13/HAGE), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для работы с образцами человека, мыши и крысы. Детектирует АТФ-зависимую РНК-хеликазу массой 73 кДа с экспрессией раково-тестикулярного антигена. Идеально для онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX43 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CT13; HAGE; DDX43
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55510
GeneID	55510
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 429-648 человеческого DDX43 (NP_061135.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NXZ2
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом