

Поликлональное Антитело Против Ddx46 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q7L014

Артикул: CM0025114



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому DDX46 (PRP5/PRPF5), сплайсосомной РНК-хеликазы. Валидировано для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследований сборки сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX46 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	Prp5; PRPF5; DDX46
Вид	Человек
ID гена (человек)	9879
ID гена	9879
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L014
Молекулярная масса белка	117 кДа
Доставка	Холодовой пакет