


Поликлональное Антитело Anti-Ddx47 Для Wb, Elisa - Q9H0S4

Артикул: CM0015298



введение

Надежное поликлональное кроличье антитело к DDX47 исследовательского класса для WB и ELISA, перекрестно реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на пути биогенеза рибосом и апоптоза. Идеально подходит для разработки анализов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DDX47
Примечания/синонимы	RRP3; E4-DBP; HQ0256; MSTP162; DDX47
Вид	Человек
GeneID (человек)	51202
GeneID	51202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 186–455 человеческого DDX47 (NP_057439.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0S4
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом