

Поликлональные Антитела Против Ddx5 (P68) Для Вб, Игг-П, Ифа — P17844

Артикул: CM0014109



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому DDX5 (p68), валидированные для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для исследований РНК-хеликазы и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX5 кроличьи пАт
Примечания/алиасы	p68, HLR1, G17P1, HUMP68, DDX5
Вид	Человек
GeneID (человек)	1655
GeneID	1655
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-614 человеческого DDX5 (NP_004387.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17844
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	С хладагентом